



Mercado Clínico
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3364
Argentina
Cuit: 20-3071721061-8
cel: +54 9 3751 54-1386

MCPoS/INT/00027

Shipping Date:
16/09/2024 18:44:47

Producto	Ordered	Delivered
[65.05.011] Tornillo expansor / Disyuntor palatina apertura en 7,9,11 y 13m x un - Tipo Hyrax - MORELLI (9mm) Cod.: 65.05.010 7mm 65.05.011 9mm 65.05.012 11mm 65.05.013 13MM	35,00 Unidades	35,00 Unidades
[65.05.010] Tornillo expansor / Disyuntor palatina apertura en 7,9,11 y 13m x un - Tipo Hyrax - MORELLI (7mm) Cod.: 65.05.010 7mm 65.05.011 9mm 65.05.012 11mm 65.05.013 13MM	10,00 Unidades	10,00 Unidades
[65.05.012] Tornillo expansor / Disyuntor palatina apertura en 7,9,11 y 13m x un - Tipo Hyrax - MORELLI (11mm) Cod.: 65.05.010 7mm 65.05.011 9mm 65.05.012 11mm 65.05.013 13MM	10,00 Unidades	10,00 Unidades
[KIT00009] Kit de pulidores composite p/ contraangulo c/ 8 un. ECOCOMP - RA 210 - EVE	2,00 Unidades	2,00 Unidades
[15140] FUJI 1 Ionómero GC1 GOLD LABEL LIGHT YELLOW, cementación, autocurado, Avío: 15gr + 10ml - fuji 1 GC FUJI 1 fuji 1 COD 002580	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[15141] Ionómero GC2, Restauracion, fotocurado - GC FUJI	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[SXX00030] Detector / revelador / evidenciador de Caries Sable Seek - Ultradent 1805-1	2,00 Unidades	2,00 Unidades
[75.01.006] Posicionador de Brackets - Diferentes tamaños - Morelli (75.01.006) posicionador posicionador	2,00 Unidades	2,00 Unidades
[30.10.203] Botón de ortodoncia - para cementar - 10 unidades (Lingual) - Morelli (Concavo) Botones de diferentes formas en sus bases para diferentes superficies, dependiendo de la zona a colocar en el diente. Metalicos - Vienen en presentacion de 10 unidades	5,00 Unidades	5,00 Unidades



Mercado Clínico
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3364
Argentina
Cuit: 20-3071721061-8
cel: +54 9 3751 54-1386

Producto	Ordered	Delivered
[30.10.206] Botón de Ortodoncia ESTETICO - 10 unidades - Morelli Indicado para el tratamiento de maloclusiones dentales. Beneficios: * Calidad superior combinada con eficiencia y comodidad. * Fabricado en cerámica de alúmina policristalina utilizando la más moderna tecnología de inyección CIM - Ceramic Injection Moulding. * Retención química y mecánica.	5,00 Unidades	5,00 Unidades
[TIA00005] Tiranervios 21mm x 10un - NIC	5,00 Unidades	5,00 Unidades
[75.01.001] Aplicador / Extractor de elásticos - Metálico o Plástico - Morelli (Plástico) Instrumento utilizado en la colocación y extracción de gomas elásticas en ortodoncia. - Varillas y puntas de acero especial mecanizadas en una sola pieza. - Asas cómodas con diseño ergonómico. - Ligero y esterilizable en autoclave. - Paquete con 1 unidad.	2,00 Unidades	2,00 Unidades