



Mercado Clínico
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3364
Argentina
Cuit: 20-3071721061-8
cel: +54 9 3751 54-1386

MCPos/INT/00056

Order:
P00416

Shipping Date:
04/04/2025 14:30:47

Product	Ordered	Delivered
[16285] Triada Inoxidable kit diagnostico dental 3 en 1 - Easydent	40,00	0,00
[1460-A1] Resina Compuesta Híbrida X100 - Fotocurable 4g - Easydent (A1) [1460-A1] Resina Composite hybriluX100 - Fotocurado 4g - Easydent (A1)	5,00	0,00
[1460-A2] Resina Compuesta Híbrida X100 - Fotocurable 4g - Easydent (A2) [1460-A2] Resina Composite hybriluX100 - Fotocurado 4g - Easydent (A2)	20,00	0,00
[1460-A3] Resina Compuesta Híbrida X100 - Fotocurable 4g - Easydent (A3) [1460-A3] Resina Composite hybriluX100 - Fotocurado 4g - Easydent (A3)	20,00	0,00
[1470-A3] Resina Flow X200 - fotocurada 1,5 g - Easydent (A3) [1470-A3] Resina Flow X200 - fotocurado 1,5g -Easydent (A3)	5,00	0,00



Mercado Clínico
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3364
Argentina
Cuit: 20-3071721061-8
cel: +54 9 3751 54-1386

Product	Ordered	Delivered
[1470-A3.5] Resina Flow X200 - fotocurada 1,5 g - Easydent (A3.5) [1470-A3.5] Resina Flow X200 - fotocurado 1,5g -Easydent (A3.5)	5,00	0,00
[15133] Hidroxido de calcio PURO - Avio - Densell	10,00	0,00
[8069] Turbina Lotus 302-P B2 Super Torque - 4 spray - Push Button - Easydent	3,00	0,00
[15380] Cemento endodontico MTA Bio Sealer Z - avio Pol/liq - Densell [15380] Cemento endodontico MTA Bio Sealer Z - avio Pol/liq - densell	6,00	0,00
[15344] Cemento Endodóntico MTA Bio Selaer Z - 0,5g - Densell	2,00	0,00
[21030] Silicona Adición President Pesada / Putty Soft 600ml - COLTENE	2,00	0,00
[6513] Solución hemostática Sulfato Férrico sin epinefrina - FRASCO 10ml - Densell [6513] HEMOSTATICO SOLUCIÓN SULFATO FERRICO - FRASCO 10ml - Densell	2,00	0,00
[14559] Resina Brillant FLOW - 2,3g - Coltene (A1/B1)	3,00	0,00
[14560] Resina Brillant FLOW - 2,3g - Coltene (A2/B2)	3,00	0,00
[14561] Resina Brillant FLOW - 2,3g - Coltene (A3/D3)	3,00	0,00
[14562] Resina Brillant FLOW - 2,3g - Coltene (A3.5/B3)	3,00	0,00