

Cuit: 20-3071721061-8 cel: +54 9 3751 54-1386

MCSP/INT/00016

Shipping Date:

06/07/2024 11:44:24

Producto	Ordered	Delivered
Brackets MBT 0,22 - caja con 10 casos - Con gancho - 270-110 - Tecnident * Indicado para tratamientos de ortodoncia. Sistema MBT. * Construidas en un solo cuerpo mediante el sistema MIM (Metal Injection Moulding), sin soldaduras, tienen una baja cantidad de níquel y resistencia probada del acero inoxidable. * Tamaño intermedio. * Perfil más bajo y aletas más pequeñas. Embalage con 1 caso		3,00 Unidades
[8213-25B] Brackets Roth Mini - Shinye	11,00 Unidades	11,00 Unidades
[214-205] Brackets Roth 0,22 - Composite - rueda con 5 casos - Con gancho - 214-205 - Tecnident Brackets de ortodoncia con ángulos y torques preestablecidos que dirigen los dientes según las prescripciones estandarizadas por la técnica de ortodoncia Roth Composite. Roth Composite (línea estética) con policarbonato reforzado con fibra de vidrioBase cóncava con pasadores de retención 1 unidad con 20 brackets . 5 unidades = 5 casos	15,00 Unidades	15,00 Unidades
[283-000] Brackets estetico Autoligante - SLIMCLEAR 0,22 - 5x5 - 283-000 - Tecnident Caracteristicas ** Pasivo; Autoligado Totalmente estético y eficiente; Composición: Polímero; Facil de abrir y cerrar; Fácil unión y remoción; Solicitud ** Sirven como dispositivos de apoyo, pegados a los dientes, destinados principalmente a recibir un arco o alambre y absorber de ellos el potencial de trabajo para el tratamiento de ortodoncia. Los brackets de autoligado tienen un clip que cierra el canal, no requiriendo el uso de gomas.		4,00 Unidades
[266 - 500] Brackets Roth Light 0,22 - Monoblock - x 1 CASO - 266-500 - Tecnident -Brackets para alambres de ortodoncia con ángulos y torques preestablecidos dirigiendo los dientes según las prescripciones estandarizadas por la técnica de ortodoncia ROTHLos Brackets TECNIDENT están construidos en Acero Inoxidable (CrNi) con bases tratadas para ofrecer la mejor adherencia y resistencia en el proceso de unión; -Los ROTH standart son más pequeños y mucho más estéticos. Tienen precisión y pulido de ranuras. Sin Ganchos -Embalaje de 1 caso	6,00 Unidades	6,00 Unidades
[283-107] KIT Brackets ESTÉTICO Autoligado - SLIMCLEAR 0,22 - 7x7 - Tecnident - 283-107 Caracteristicas ** Pasivo; Autoligado Totalmente estético y eficiente; Composición: Polímero; Facil de abrir y cerrar; Fácil unión y remoción; Solicitud ** Sirven como dispositivos de apoyo, pegados a los dientes, destinados principalmente a recibir un arco o alambre y absorber de ellos el potencial de trabajo para el tratamiento de ortodoncia. Los brackets de autoligado tienen un clip que cierra el canal, no requiriendo el uso de gomas.		4,00 Unidades
[10.10.2934] Kit Bracket metal ROTH - Advanced Series - ORTHOMETRIC	5,00 Unidades	5,00 Unidades



Cuit: 20-3071721061-8

cel: +54 9 3751 54-1386

Producto	Ordered	Delivered
[10.11.2916] Kit Bracket metal MBT - Advanced Series - ORTHOMETRIC	1,00	1,00
	Unidades	Unidades
[218-000] Brackets Cerámico Roth 0,22 - Estético translúcido - 225-000 - Tecnident	1,00	1,00
Brackets Cerámico Roth 0,22 - Estético translúcido - 218-000 - Tecnident	Unidades	Unidades
[ristea-dapen-azul] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Azul)	4,00	4,00
dapen	Unidades	Unidades
manicura pedicura		
[ristea-dapen-marron] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Marron)	4,00	4,00
dapen	Unidades	Unidades
manicura pedicura		
[ristea-dapen-transparente] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Transparente)	4,00	4,00
dapen	Unidades	Unidades
manicura pedicura		
[ristea-dapen-verde] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Verde)	4,00	4,00
dapen	Unidades	Unidades
manicura pedicura		
[21205-A1] Resina Composite - Brilliant NG - 4 g - Coltene (A1, Dentina)	1,00	1,00
Resina Composite Brilliant Ng Coltene	Unidades	Unidades
Jeringa 4g		
MARCA: COLTENE		
MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA -Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5.		
-Obturaciones di rectas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5Reparaciones de carillas de composite o de cerámica.		
-Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica.		
-Obturación de dientes opacos.		
-Material más translúcido en la técnica de estratificación.		
-Restauración de dientes blanqueados.		
-Restauración de dientes desiduos.		
-Caracterización de manchitas blancas.		
-Carillas para dientes descoloridos.		



Cuit: 20-3071721061-8 cel: +54 9 3751 54-1386

Producto	Ordered	Delivered
[21207-A2] Resina Composite - Brilliant NG - 4 g - Coltene (A2, Esmalte)	2,00	2,00
Resina Composite Brilliant Ng Coltene	Unidades	Unidades
Jeringa 4g		
MARCA: COLTENE		
MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA		
-Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5.		
-Reparaciones de carillas de composite o de cerámica.		
-Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica.		
-Obturación de dientes opacos.		
-Material más translúcido en la técnica de estratificación.		
-Restauración de dientes blanqueados.		
-Restauración de dientes desiduos.		
-Caracterización de manchitas blancas.		
-Carillas para dientes descoloridos.		
J		
[21207-A3] Resina Composite - Brilliant NG - 4 g - Coltene (A3, Esmalte)	4,00	4,00
Resina Composite Brilliant Ng Coltene		Unidades
Jeringa 4g	Officiacs	Omaaacs
MARCA: COLTENE		
MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA		
	100	
-Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5.		
-Reparaciones de carillas de composite o de cerámica.		
-Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica.		
-Obturación de dientes opacos. -Material más translúcido en la técnica de estratificación.		N.
and the control of th		lλ
-Restauración de dientes blanqueados.		1
-Restauración de dientes desiduos.		
-Caracterización de manchitas blancas.		į,
-Carillas para dientes descoloridos.		\
[21207-A1] Resina Composite - Brilliant NG - 4 g - Coltene (A1, Esmalte)	3,00	3,00
Resina Composite Brilliant Ng Coltene		Unidades
Jeringa 4g	Official	- Omadaes
MARCA: COLTENE	1	
MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA		
-Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5.		
-Reparaciones de carillas de composite o de cerámica.		
-Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica.		
-Obturación de dientes opacos.		
-Material más translúcido en la técnica de estratificación.		
-Restauración de dientes blanqueados.		
-Restauración de dientes desiduos.		
-Caracterización de manchitas blancas.		
-Carillas para dientes descoloridos.		



Cuit: 20-3071721061-8 cel: +54 9 3751 54-1386

Producto	Ordered	Delivered
[21205-A2] Resina Composite - Brilliant NG - 4 g - Coltene (A2, Dentina)	1,00	1,00
Resina Composite Brilliant Ng Coltene	Unidades	Unidades
Jeringa 4g		
MARCA: COLTENE		
MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA		
-Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5.		
-Reparaciones de carillas de composite o de cerámica.		
-Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica.		
-Obturación de dientes opacos.		
-Material más translúcido en la técnica de estratificación.		
-Restauración de dientes blanqueados.		
-Restauración de dientes desiduos.		
-Caracterización de manchitas blancas.		
-Carillas para dientes descoloridos.		
[ultrafill-C2] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (C2)	2,00	2,00
A1 COD 878	Unidades	Unidades
A2 COD 403		
A3 COD 287		
A3,5 COD 947		
resina		
[ultrafill-A4] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A4)	1,00	1,00
A1 COD 878	Unidades	Unidades
A2 COD 403		
A3 COD 287		
A3,5 COD 947		
resina		
[ultrafill-A3] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A3)	1,00	1,00
A1 COD 878	Unidades	Unidades
A2 COD 403		
A3 COD 287		
A3,5 COD 947		
resina		
[ultrafill-A1] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A1)	2,00	2,00
A1 COD 878	Unidades	Unidades
A2 COD 403		
A3 COD 287		
A3,5 COD 947		
resina		



Cuit: 20-3071721061-8 cel: +54 9 3751 54-1386

Producto	Ordered	Delivered
[ultrafill-A2] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A2)	2,00	2,00
A1 COD 878	Unidades	Unidades
A2 COD 403		
A3 COD 287		
A3,5 COD 947		
resina		